



新光電子は独自の技術と発想で
計量計測ソリューションを提供します。

電子天びんや個数はかりなどの計量分野、組込用計量ユニットなどの計測分野、メジャーボーイなどの物流計測分野、そして計量をサポートする計量管理分野など、様々な計量計測分野において、より正確なデータを安定的に取得したいというお客様のニーズに対し、新光電子が、高精度に徹底的にこだわったセンシング技術と電子技術でお応えします。

計量

研究・開発

分析用電子天びん、高精度電子天びん・台はかり、本質安全防爆構造電子はかり、比重計／水分計、動物はかり

生産・製造

高精度電子天びん・台はかり、本質安全防爆構造電子はかり、個数はかり

商業・取引

取引証明用はかり、カラット天びん、調剤用電子天びん

計測

研究・試験計測

生産・製造

組込用計量ユニット、交流・直流型変位センサ、アンプユニット内蔵センサ

物流計測

物流

搬送型貨物計測機、移動型貨物計測機、小物用寸法重量計測機、寸法重量計測機

計量管理

品質管理

校正・点検・修理サービス

各種分銅、適正評価サービス／校正サービス、点検メンテナンスサービス／修理サポートサービス

CONTENTS

未来をはかる新光電子	3
特集「ALEシリーズ」	7

製品検索用 INDEX	
はかりの種類で選ぶ	9
機能一覧で選ぶ	
— 電子天びん・台はかり	11
— 取引証明用 (特定計量器)	14
— 本質安全防爆構造 (取引証明用含)	15
— 個数はかり	17
— 防塵・防水 (取引証明用含)	19
ひょう量で選ぶ	
— 電子天びん・台はかり	21
— 本質安全防爆構造 (取引証明用含)	22
— 取引証明用・個数はかり	23
機能解説	24

製品紹介

電子天びん・台はかり

・分析用電子天びん	27
・電子天びん	31
・電子台はかり	39

本質安全防爆構造電子はかり

・データロガー / IR通信プリンタ	45
・本質安全防爆構造電子天びん・台はかり	47

取引証明用はかり

・調剤用電子天びん	55
・電子天びん・台はかり	57
・本質安全防爆構造電子台はかり	61

個数はかり (カウンティングスケール)

・個数はかり	65
・個数はかり用語解説	70

特殊用途はかり

・土木試験用はかり	73
・水分計	75
・比重計	76
・動物天びん	77
・カラット天びん	79

組込用計量ユニット

・組込用計量ユニット	81
------------	----

周辺機器

・プリンタ / データ取込ソフト	85
・リモートコンパレータ	87
・判別ランプユニット / 変換機	88
・ケーブル一覧	89

VSS (ビブラ・サービス・システム)

・VSSとは (修理など各種サービス)	91
・バリデーションファイルシステム / 最小計量値証明サービス	92
・天びん・はかり校正サービス	93
・分銅校正サービス	95
・VSS用語解説	97

分銅

・分銅製品	99
・マス・コンパレータ	109

物流計測機

・新光電子の物流計測 / 商品の計量計測	111
・商品の計量計測	112
・貨物の計量計測	113

用語集	115
-----	-----


天びん

分析用 電子天びん

XFR ————— P.27
HTR ————— P.29

電子天びん

ALE/ALE-R ————— P.31
RJ ————— P.33
AJII ————— P.34
HJII/HJRII ————— P.35
SJ ————— P.36
CJ/CJR ————— P.37



本質安全防爆 構造電子はかり

CZ-B/CZ-BS ————— P.48

調剤用 電子はかり

PJ ————— P.55
KJH-2200 ————— P.56

取引証明用 (特定計量器)

AJH ————— P.57
HJH ————— P.59
CJ-A6000W ————— P.58

個数はかり

CUX ————— P.65
PCX ————— P.67
CGXII ————— P.69
XFR ————— P.27
HTR ————— P.29
RJ ————— P.33
AJII ————— P.34
HJII/HJRII ————— P.35
SJ ————— P.36
CJ/CJR ————— P.37

土木試験用はかり

GM ————— P.73

カラット天びん

CT ————— P.79

水分計

MA-120 ————— P.75

動物はかり

DH ————— P.77
CJ ————— P.78

マス・コンパレータ

MCII ————— P.109

比重計

DME ————— P.76
XFR ————— P.27
HTR ————— P.29

台はかり

電子台はかり

ATX/ATB ————— P.39
HJ-K/HJR-K ————— P.40
FJ-K/FJ-LK ————— P.41
HSP ————— P.42

取引証明用 (特定計量器)

AZ-BA/-BAWP ————— P.61
GZIII-A/-BA ————— P.62
GZH-A/-BA ————— P.63
HJH-K ————— P.60

防塵防水型電子はかり

電子天びん

CJ/CJR ————— P.37

本質安全防爆 構造電子はかり

CZ-B/CZ-BS ————— P.48
AZ-BWP ————— P.47
GZIII/-B ————— P.51
FZ/FZ-B ————— P.49

本質安全防爆 構造電子はかり

AZ-B ————— P.47
GZII/-B ————— P.52
GZIII/-B ————— P.51
FZ/-B ————— P.49
EZII/-SQ ————— P.53

個数はかり

CUX ————— P.65
CGX-K ————— P.69
ATX/ATB ————— P.39
HJ-K/HJR-K ————— P.40
FJ-K/FJ-LK ————— P.41

電子台はかり

HJ-K/HJR-K ————— P.40
FJ-K/FJ-LK ————— P.41

取引証明用 (特定計量器)

CJ-A6000W ————— P.58
HJH-K ————— P.60
AZ-BAWP ————— P.61
GZIII-A/-BA ————— P.62



土木試験用はかり

TS-30K ————— P.74

動物はかり

FJ-K/FJ-LK ————— P.41
HSP ————— P.42

組込用計量器

組込用計量 ユニット

UF ————— P.81
TL-P ————— P.83
KFBII ————— P.82

電子天びん・台はかり

○…標準装備
▲…オプション対応
※機種によって異なる場合があります。
詳しくは掲載ページをご覧ください。

	分析用		天びん	
	 P27	 P29	 P31	 P33
掲載機能項目一覧	XFR	HTR	ALE/ALE-R	RJ
ひょう量	92g～220g	80g～220g	220g～15000g	320g～12kg
最小表示	0.01mg～0.1mg	0.1mg	1mg～0.1g	0.001g～0.1g
音叉式		○	○	○
ストレインゲージ式				
フォースバランス式	○			
液晶表示				
液晶バックライト表示	○	○	○	○
蛍光表示				
最小表示切換機能	○	○	○	
実目量表示機能				
レンジ切換				
ツインレンジ				
ダブルレンジ	○(XFR-225W)			
ダイレクトキー				
リミット(コンパレータ)機能	○	○	○	○
加算累計機能	○	○	○	
バーグラフ表示	○	○	○	○
校正分銅内蔵	○	○	○(ALE-R)	
個数モード	○	○	○	○
%モード	○	○	○	○
カラットモード	○	○	○	○
もんめモード	○	○	○	○
単重モード	○	○	○	
係数モード	○	○	○	
比重モード	○	○	○	
動物測定モード			○	
統計演算モード	○		○	
RS-232C出力	○	○	○	○
プリンタ出力	○	○		
ISO／GLP／GMP対応印字	○	○	○	
時計・カレンダー機能	○	○	○	
赤外線通信				
Bluetooth出力			▲	
床下ひょう量	○	○		
バッテリー駆動				
乾電池		▲	○	
IP65規格適合 防塵・防水				
取引証明用(特定計量器)				
表示ホールド機能			○	
USB出力	○		○	

天びん			
 P34	 P35	 P36	 P37
AJII	HJII/HJRII	SJ	CJ/CJR
220g～12kg	220g～21kg	220g～12kg	220g～15kg
0.001g～0.1g	0.001g～0.1g	0.01g～1g	0.01g～1g
○	○	○	○
○		○	
	○		○
	○		
	○		○
○	○	○	○
	○		○
○	○	○	○
	○(HJRII)		○(CJR)
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
	○		○
	○		
	○		
○	○	▲	○
	○		
	○		○
	○		
▲	○	▲	○
▲	▲	▲	
			▲
			○

電子天びん・台はかり

○…標準装備
▲…オプション対応
※機種によって異なる場合があります。
詳しくは掲載ページをご覧ください。

	台はかり			
				
掲載機能項目一覧	ATX/ATB	HJ-K/HJR-K	FJ-K/FJ-LK	HSP
ひょう量	1.5kg～150kg	17kg～62kg	150kg～300kg	300kg～2000kg
最小表示	0.5g～50g	0.1g～1g	1g	0.01kg～0.1kg
音叉式		○	○	○
ストレインゲージ式	○			
フォースバランス式				
液晶表示	○(ATB)			
液晶バックライト表示			○	○
蛍光表示	○(ATX)	○		
最小表示切換機能		○	○	
実目量表示機能				
レンジ切換	○			
ツインレンジ		○(HJR-33KT)		
ダブルレンジ				
ダイレクトキー		○	○	○
リミット(コンパレータ)機能	○	○	○	○
加算累計機能		○	○	○
バーグラフ表示		○	○	○
校正分銅内蔵		○(HJR-K)		
個数モード	○	○	○	○
%モード		○	○	○
カラットモード		○	○	○
もんめモード		○	○	○
単重モード		○	○	○
係数モード		○	○	○
比重モード				
動物測定モード			○	○
統計演算モード				
RS-232C出力	▲	○	○	○
プリンタ出力		○		
ISO／GLP／GMP対応印字		○	○	○
時計・カレンダー機能	○(ATX)	○	○	○
赤外線通信				
Bluetooth出力				
床下ひょう量		○		
バッテリー駆動		▲		
乾電池	○(ATB)			
IP65規格適合 防塵・防水		○	○	
取引証明用(特定計量器)				
表示ホールド機能				
USB出力				

取引証明用(特定計量器)

調剤用		天びん・台はかり			
					
PJ	KJH-2200	AJH	HJH	CJ-A6000W	HJH-K
20g～600g	2200g	220g～4200g	220g～4200g	600g～6000g	17kg～62kg
0.01g～0.1g	0.1g	0.01g～0.1g	0.01g～0.1g	0.1g～1g	1g
○	○	○	○	○	○
	○	○			
○				○	
			○		○
○	○	○	○	○	○
○				○	
					○(HJH-33KT)
			○	○	○
	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
		○	○	○	○
			○	○	○
			○	○	○
○	○	○	○	○	○
			○		○
			○		○
			○		○
	▲	▲	▲		▲
▲	▲	▲			▲
				○	○
○	○	○	○	○	○

個数はかり

○…標準装備
▲…オプション対応
※機種によって異なる場合があります。
詳しくは掲載ページをご覧ください。



掲載機能項目一覧	CUX	PCX	CGXII	CGX-K
ひょう量	60g～150kg	150g～12000g	600g～12kg	16kg～60kg
最小表示	1mg～20g	2mg～1g	0.02g～1g	0.5g～1g
音叉式	○(CUX60～12K、 CUX30KS、60KS)	○	○	○
ストレインゲージ式	○(CUX16K～150K)			
フォースバランス式				
液晶表示			○	
液晶バックライト表示	○	○		
蛍光表示				○
最小表示切換機能	○(CUX60～12K)			
実目量表示機能				
レンジ切換				
ツインレンジ				
ダブルレンジ				
ダイレクトキー				
リミット(コンパレータ)機能	○	○		
加算累計機能	○	○		
バーグラフ表示				
校正分銅内蔵				
個数モード	○	○	○	○
%モード				
カラットモード				
もんめモード				
単重モード	○	○	○	○
係数モード				
比重モード				
動物測定モード				
統計演算モード				
RS-232C出力	○	○	▲	▲
プリンタ出力				
ISO／GLP／GMP対応印字				
時計・カレンダー機能				
赤外線通信				
Bluetooth出力	▲	▲		
床下ひょう量				
バッテリー駆動			▲	▲
乾電池	▲	▲		
IP65規格適合 防塵・防水				
取引証明用(特定計量器)				
表示ホールド機能				
USB出力				

防塵・防水（取引証明用）

天びん・台はかり

○…標準装備
▲…オプション対応
※機種によって異なる場合があります。
詳しくは掲載ページをご覧ください。

掲載機能項目一覧	CJ/CJR	CJ-A6000W	HJ-K/HJR-K	HJH-K
ひょう量	220g～15kg	600g～6000g	17kg～62kg	17kg～62kg
最小表示	0.01g～1g	0.1g～1g	0.1g～1g	1g
音叉式	○	○	○	○
ストレインゲージ式				
フォースバランス式				
液晶表示				
液晶バックライト表示	○	○		
蛍光表示			○	○
最小表示切換機能	○		○	
実目量表示機能		○		○
レンジ切換		○		
ツインレンジ			○(HJR-33KT)	○(HJH-33KT)
ダブルレンジ				
ダイレクトキー	○	○	○	○
リミット（コンパレータ）機能	○	○	○	○
加算累計機能	○	○	○	○
バーグラフ表示	○	○	○	○
校正分銅内蔵	○(CJR)		○(HJR-K)	○
個数モード	○	○	○	○
%モード	○	○	○	○
カラットモード	○	○	○	○
もんめモード	○	○	○	○
単重モード		○	○	○
係数モード	○		○	○
比重モード	○			
動物測定モード	○			
統計演算モード				
RS-232C出力	○	○	○	○
プリンタ出力			○	○
ISO／GLP／GMP対応印字	○	○	○	○
時計・カレンダー機能			○	○
赤外線通信				
Bluetooth出力				
床下ひょう量	○		▲	▲
バッテリー駆動			▲	▲
乾電池	▲	○		
IP65規格適合 防塵・防水	○	○	○	○
取引証明用（特定計量器）		○		○
表示ホールド機能				○
USB出力				

天びん・台はかり

FJ-K/FJ-LK	CZ-B/CZ-BS	FZ/-B	GZⅢ/-B	GZⅢ-A/-BA	AZ-BWP	AZ-BAWP
150kg～300kg	320g～15kg	620g～300kg	33kg～62kg	33kg～62kg	6000g～450kg	3kg～450kg
1g	0.001g～1g	0.001g～1g	0.1g～1g	1g	1g～0.1kg	0.001kg～0.2kg
○	○	○	○	○		
					○	○
○	○		○	○	○	○
		○	○		○	
				○(GZⅢ-(B) R33KA)		
						○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
			○	○		
○	○				○	○
○	○	○			○	○
	○					
○						
○		○	▲(GZⅢ)	▲(GZⅢ-A)		
○						
○	○	○	○	○	○	○
○						
	○	○	○	○	○	○
	▲(BTZが必要)	▲(BTZが必要)	▲(BTZが必要)	▲(BTZが必要)	▲(BTZが必要)	▲(BTZが必要)
	○	○(FZ-B)	○(GZⅢ-B)	○(GZⅢ-B)	○	○
○	○(CZ-B3205、 6205 除く)	○	○	○	○	○
				○		○

電子天びん・台はかり

ひょう量 最小表示	500g未満	500g以上・2kg未満	2kg以上・10kg未満	10kg以上・50kg未満	50kg以上
0.01mg	★XFR-225W (P.27) ￥288,000 ★XFR-135 (P.27) ￥398,000				
0.1mg	★HTR-80 (P.29) ￥138,000 ★HTR-120 (P.29) ￥155,000 ★HTR-220 (P.29) ￥165,000 ★XFR-224 (P.27) ￥228,000 ★XFR-225W (P.27) ￥288,000				★：校正分銅内蔵型 ■：乾電池駆動型
0.001g	ALE223 (P.31) ￥72,000 ★ALE223R (P.31) ￥84,000 ALE323 (P.31) ￥76,000 ★ALE323R (P.31) ￥89,000 AJI-220 (P.34) ￥72,000 HJII-220 (P.35) ￥84,000 ★HJRII-220 (P.35) ￥99,000 RJ-320 (P.33) ￥72,000 AJI-320 (P.34) ￥77,000 HJII-320 (P.35) ￥99,000 ★HJRII-320 (P.35) ￥124,000 AJI-420 (P.34) ￥98,000 HJII-420 (P.35) ￥129,000 ★HJRII-420 (P.35) ￥140,000	RJ-620 (P.33) ￥79,000 AJI-620 (P.34) ￥118,000 HJII-620 (P.35) ￥139,000 ★HJRII-620 (P.35) ￥160,000 ALE623 (P.31) ￥108,000 ★ALE623R (P.31) ￥123,000 ALE1203 (P.31) ￥126,000 ★ALE1203R (P.31) ￥148,000			
0.01g	SJ-220 (P.36) ￥64,000 CJ-220 (P.37) ￥82,000 CJ-320 (P.37) ￥84,000 ★CJR-320 (P.37) ￥145,000 SJ-420 (P.36) ￥66,000	ALE1502 (P.31) ￥68,000 ★ALE1502R (P.31) ￥79,000 SJ-620 (P.36) ￥76,000 CJ-620 (P.37) ￥90,000 ★CJR-620 (P.37) ￥151,000 SJ-820 (P.36) ￥78,000 CJ-820 (P.37) ￥94,000 RJ-1200 (P.33) ￥60,000 AJI-1200 (P.34) ￥61,000 ★HJII-1200 (P.35) ￥84,000 HJRII-1200 (P.35) ￥99,000	ALE2202 (P.31) ￥72,000 ★ALE2202R (P.31) ￥84,000 ALE3202 (P.31) ￥76,000 ★ALE3202R (P.31) ￥89,000 ALE6202 (P.31) ￥108,000 ★ALE6202R (P.31) ￥128,000 AJI-2200 (P.34) ￥79,000 HJII-2200 (P.35) ￥84,000 ★HJRII-2200 (P.35) ￥99,000 RJ-3200 (P.33) ￥68,000 RJ-3200S (P.33) ￥79,000 AJI-3200 (P.34) ￥83,000 HJII-3200 (P.35) ￥99,000 ★HJRII-3200 (P.35) ￥124,000 AJI-4200 (P.34) ￥103,000 HJII-4200 (P.35) ￥129,000 ★HJRII-4200 (P.35) ￥140,000 AJI-6200 (P.34) ￥123,000 HJII-6200 (P.35) ￥145,000		
0.1g		SJ-1200 (P.36) ￥56,000	SJ-2200 (P.36) ￥64,000 CJ-2200 (P.37) ￥82,000 CJ-3200 (P.37) ￥84,000 SJ-4200 (P.36) ￥66,000 SJ-6200 (P.36) ￥76,000 CJ-6200 (P.37) ￥90,000 ★HJR-33KT (P.40) ￥180,000 SJ-8200 (P.36) ￥78,000 CJ-8200 (P.37) ￥94,000 HJII-8200 (P.35) ￥95,000 ★CJR-3200 (P.37) ￥145,000 ★CJR-6200 (P.37) ￥151,000	ALE15001 (P.31) ￥126,000 ★ALE15001R (P.31) ￥148,000 RJ-12K (P.33) ￥66,000 AJI-12K (P.34) ￥81,000 HJII-12K (P.35) ￥98,000 HJII-15K (P.35) ￥98,000 ★HJR-17K (P.40) ￥200,000 HJII-21K (P.35) ￥195,000 HJ-22K (P.40) ￥220,000 ★HJR-22K (P.40) ￥220,000 HJ-33K (P.40) ￥290,000 ★HJR-33K (P.40) ￥320,000	
0.5g		■ATB-6K (P.39) ￥93,000 ATX-6K (P.39) ￥98,000			
1g			■ATB-6K (P.39) ￥93,000 ATX-6K (P.39) ￥98,000	SJ-12K (P.36) ￥56,000 CJ-15K (P.37) ￥82,000 ★CJR-15K (P.37) ￥143,000 ★HJR-33KT (P.40) ￥180,000	HJ-62K (P.40) ￥270,000 ★HJR-62K (P.40) ￥320,000 FJ-150K (P.41) ￥730,000 FJ-300K (P.41) ￥780,000 FJ-L150K (P.41) ￥1,930,000 FJ-L300K (P.41) ￥1,980,000
2g			■ATB-6K (P.39) ￥93,000 ATX-6K (P.39) ￥98,000 ■ATB-30K (P.39) ￥103,000 ATX-30K (P.39) ￥108,000		
5g				■ATB-30K (P.39) ￥103,000 ATX-30K (P.39) ￥108,000	
10g				■ATB-30K (P.39) ￥103,000 ATX-30K (P.39) ￥108,000 ■ATB-150K (P.39) ￥103,000 ATX-150K (P.39) ￥108,000	HSP-300K (P.42) ￥1,700,000 HSP-300KSQ (P.42) ￥1,700,000
20g					■ATB-150K (P.39) ￥103,000 ATX-150K (P.39) ￥108,000 HSP-500K (P.42) ￥1,800,000 HSP-500KSQ (P.42) ￥1,800,000
50g					■ATB-150K (P.39) ￥103,000 ATX-150K (P.39) ￥108,000 HSP-1T (P.42) ￥1,900,000 HSP-1TSQ (P.42) ￥1,950,000
100g					HSP-2T (P.42) ￥2,150,000 HSP-2TSQ (P.42) ￥2,300,000

◎価格は税抜価格です

本質安全防爆構造 (取引証明用含)

ひょう量 最小表示	1kg未満	1kg以上・15kg未満	15kg以上・300kg未満	300kg以上
0.001g	■CZ-B320S (P.48) ￥388,000 ■CZ-B620S (P.48) ￥418,000 ●FZ-620-i03 (P.49) ￥728,000 ●FZ-620-i02 (P.49) ￥708,000 ■FZ-B620i03 (P.49) ￥528,000 ■FZ-B620i02 (P.49) ￥508,000			●：電源ボックス型 ■：乾電池駆動型 ●：電源ボックス型 (特定計量器) ■：乾電池駆動型 (特定計量器)
0.01g	■CZ-B320 (P.48) ￥238,000 ■CZ-B620 (P.48) ￥268,000	●GZII-2000_D (P.52) ￥428,000 ■GZII-B2000 (P.52) ￥360,000 ■CZ-B3200S1 (P.48) ￥338,000 ●FZ-3200-i03 (P.49) ￥598,000 ●FZ-3200-i02 (P.49) ￥578,000 ■FZ-B3200-i03 (P.49) ￥398,000 ■FZ-B3200-i02		

取引証明用（特定計量器）

ひょう量 検定目量	600g未満	600g以上・2kg未満	2kg以上・11kg未満	11kg以上
0.01g	★ AJH-220 (P.57) ￥94,000 ★ HJH-220 (P.59) ￥99,000 PJ-320 (P.55) ￥69,800 ★ HJH-320 (P.59) ￥124,000 ★ AJH-420 (P.57) ￥128,000 ★ HJH-420 (P.59) ￥140,000 PJ-600 (P.55) ￥71,800	★ AJH-620 (P.57) ￥146,000 ★ HJH-620 (P.59) ￥160,000		★：校正分銅内蔵型（特定計量器） ■：乾電池駆動型（特定計量器）
0.1g	PJ-320 (P.55) ￥69,800	PJ-600 (P.55) ￥71,800 ★ HJH-1200 (P.59) ￥99,000 ■ CJ-A6000W (P.58) ￥140,000	★ KJH-2200 (P.56) ￥98,000 ★ AJH-2200 (P.57) ￥98,000 ★ HJH-2200 (P.59) ￥99,000 ★ HJH-3200 (P.59) ￥124,000 ★ AJH-4200 (P.57) ￥138,000 ★ HJH-4200 (P.59) ￥140,000	
1g			■ CJ-A6000W (P.58) ￥140,000	★ HJH-17K (P.60) ￥200,000 ★ HJH-22K (P.60) ￥240,000 ★ HJH-33KT (P.60) ￥180,000 ★ HJH-33K (P.60) ￥320,000 ★ HJH-62K (P.60) ￥320,000

◎価格は税抜価格です

個数はかり

計数 可能単量	ひょう量	1kg未満	1kg以上・5kg未満	5kg以上・10kg未満	10kg以上
0.1mg	CUX60 (P.65)	￥328,000			
0.25mg	CUX150 (P.65) PCX3000 (P.67)	￥248,000 ￥380,000			
0.5mg	CUX300 (P.65) PCX6000 (P.67)	￥248,000 ￥380,000			
0.001g	CUX600 (P.65) PCX12000 (P.67)	￥148,000 ￥420,000			
0.002g	CGXII-600 (P.69)	￥88,000			
0.0025g			CUX1500 (P.65) ￥148,000		
0.005g			CGXII-1500 (P.69) ￥88,000 CUX3000 (P.65) ￥148,000 PCX3000 (P.67) ￥380,000		
0.01g			CGXII-3000 (P.69) ￥88,000	CUX6000 (P.65) ￥148,000 PCX6000 (P.67) ￥380,000	
0.02g			CGXII-6000 (P.69) ￥88,000	CUX12K (P.65) ￥148,000 PCX12000 (P.67) ￥420,000	
0.05g				CGXII-12K (P.69) ￥88,000 CGX-16K (P.69) ￥250,000 CUX16KS (P.65) ￥288,000	
0.1g				CGX-30K (P.69) ￥250,000 CUX30KS (P.65) ￥288,000	
0.16g				CUX16K (P.65) ￥200,000	
0.2g				CGX-60K (P.69) ￥290,000	
0.3g				CUX30K (P.65) ￥200,000	
0.6g				CUX60K (P.65) ￥220,000	
1.5g				CUX150K (P.65) ￥240,000	

◎価格は税抜価格です


搭載センサ

3つのセンサを使い分けているのはViBRAのはかりだけ。
それぞれの特性を活かし、分解能・価格・お客様のニーズに合わせて幅広い製品を展開しています。

音叉式力センサ — 高精度と高速応答で故障知らず —


音叉2個をつないだ形状の振動子に荷重を加えると振動数が変化します。この振動数を測定して重量をはかる方式です。
音叉の応力歪みは、ストレインゲージ式の1/10、出力感度は50倍にあたり、分解能・安定性・再現性など、はかりの基本性能に格段の違いがあります。

安心の5年保証
長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。（一部の商品を除く）




ストレインゲージ式センサ — 比較的重い品物に最適で丈夫 —

ストレインゲージ（電気抵抗線歪計）を貼り付けた金属に荷重を加えると、金属の歪みにより抵抗値が変化します。
この抵抗値の変化を測定して重量をはかる方式です。
構造が比較的簡単でコストが安く、高ひょう量の測定に適しています。



フォースバランス式センサ — 超軽量・微小品の計量に最適 —

磁石とコイルを組み合わせることにより発生した電磁力で、加えられた荷重とバランスをとります。この時、コイルに流れた電流値を測定して重量をはかる方式です。
磁石の温度変化や経年変化を補正することで、高精度（分解能が高い）測定に適しています。
低ひょう量の高分解能には定評があります。



	音叉式	ストレインゲージ式	フォースバランス式
ひょう量	80g～300kg	数百g～数t	数g～数kg
実用分解能	～1／300万	～約1／2万	～約1／6,000万
長期安定性(年単位のスパン変化例)	高い(1/20万)	低い(1/1万)	普通(1/5万)
AD変換(アナログ／デジタル)	不要(デジタル出力)	要(アナログ出力)	要(アナログ出力)
センサの消費電力	極小(ストレインゲージ式の数十分の1)	小	大
耐ノイズ性	強い	弱い	普通
ウォーミングアップ	不要 (製品及び使用環境によって異なります。)	要	要

見やすい表示部



液晶表示

くっきりしたコントラストの液晶表示です。



バックライト表示

暗がりでもハッキリ見えるバックライトを液晶表示に装備しています。



蛍光表示

暗がりでも見やすい蛍光表示です。

多彩なモード

個数モード

簡単なサンプリング操作で個数測定が可能です。

%モード

設定した標準重量に対する比率(%)で表示します。

カラットモード

宝石の重量測定用のカラット(ct)で表示します。

もんめモード

真珠の重量測定用としてもんめ(mom)を表示します。

単重モード

記憶したサンプルの単重(1個の重さ)を表示します。

係数モード

任意の数値に重量表示を乗算して表示します。

比重モード

空気中の重量と水中の重量を測定し、比重値を表示します。

動物はかり

動きの激しい動物を精度よく計量する機能です。

統計演算モード

最大値や平均値などの統計値を表示する機能です。

豊富な機能

スタンバイ機能

メイン電源ONですぐに計量できる待機機能です。

最小表示切換機能

最小読み取り単位が選択できる表示切換です。

レンジ切換

ひょう量に応じて計量範囲の表示切換えができます。

ツインレンジ

ひょう量に応じて計量範囲の表示切換えができます。

ダブルレンジ

小レンジのひょう量を超えると自動的に最小表示が切替わります。

コンパレータ(リミット)機能

上下限の2点の判別値を設定することで3ランクの判別ができます。

加算累計機能

測定結果の加算及び累計を表示します。

バーグラフ表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示します。

手動校正分銅内蔵

校正分銅を内蔵し、ダイヤルやノブによる手動式で簡単にスパン調整できます。

自動校正分銅内蔵

キーを押すだけのモータードライブ式校正分銅を内蔵自動的にスパン調整できます。

RS出力

RS-232Cインターフェイス内蔵プリンタやコンピュータに直接接続できます。

プリンタ出力

当社の専用プリンタCSP-160II、CSP-240に接続する専用出力端子が付いています。

ISO/GLP/GMP対応印字

CSP-160II、CSP-240に接続するだけ、面倒な設定なしでISO/GLP/GMPに対応する印字ができます。

時計・カレンダー機能

日付、時間を設定できる日時機能を内蔵。専用プリンタを接続すれば、データが日付、時刻入りで印字できます。

ブザー警告

リミット機能の判別結果をブザーで告知(大音量タイプ有り)します。

表示部角度調節

表示部を見やすい角度に調節可能です。

床下ひょう量

比重測定などに便利な床下(下吊り)ひょう量ができます。

バッテリー駆動

専用充電式電池駆動でどこでも作業ができます。

乾電池駆動

乾電池駆動でどこでも作業ができます。

IP65規格適合 防塵・防水構造

水はねや粉塵の多い場所での作業や使用後の水洗いもできる、IP65規格適合の防塵・防水構造です。



電子天びん・はかり

※RJ-320、620、3200Sのみ
ひょう量：320g～12kg／最小表示0.001g～0.1g

バックライト液晶表示 専用風防

RJ series

高精度電子天びん 音叉式力センサ 自文センサ 5年保証

音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機

特長

- 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
- 同クラスでは大型の計量皿を採用
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- RS-232C標準装備
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～40℃、湿度80%rh以下（但し結露のないこと）
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C双方向出力（Dsub 9P）標準装備

ひょう量：220g～21kg／最小表示：0.001g～0.1g

蛍光表示 専用風防 床下ひょう量

HJⅡ series/HJRⅡ series

校正分銅内蔵型

高精度電子天びん

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

高精度・多機能・操作性を凝縮
多様な計量用途に対応

特長

- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボデー（HJⅡ-21Kを除く）
- ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
- クラス最大級の200mm角の大きな計量皿（

本質安全防爆構造電子はかり

新光電子の防爆はかりは、国際基準に整合した技術基準による防爆はかりです。

本質安全防爆構造
Ex ia II B T4 適合

温度等級
ガスまたは蒸
気の爆発等級
防爆構造の種類
国際基準適合

- 防爆構造の種類 (ia)** ※1
本質安全防爆構造で危険箇所の種類を問わず特
別危険箇所で使用することができます。
- ガスまたは蒸気の爆発等級 (II B)** ※2
工場・事業所用で分類Bに適合
- 温度等級 (T4)** ※2
最高表面温度 (発火点) 135℃以下

※1:危険箇所の分類・防爆基準
防爆構造により使用できる危険箇所が限定されます。
新光電子の防爆はかりは、本質安全防爆構造 (ia) ですから、
危険度の最も高い「特別危険箇所」を含むすべての場所で
使用することができます。

※2:爆発危険性ガスの危険特性
爆発等級 / 温度等級によって表のように分類されます。
新光電子の防爆はかりは、「爆発等級：II B」「温度等級：T4」
に適合していますので、危険特性が下のランクにもそのま
ま適合され、右表の範囲で使用が可能です。

高
危険度

危険箇所の分類		防爆構造の使用限定 技術的基準
特別危険箇所	爆発性雰囲気連続的または長時間持続し て存在する可能性のある場所	本質安全防爆構造 (ia)
第一類危険箇所	正常状態で爆発性雰囲気育成される可能 性がある場所	本質安全防爆構造 (ia, ib) 耐圧防爆構造 内圧防爆構造 安全増防爆構造
第二類危険箇所	異常状態で爆発性雰囲気育成される可能 性がある場所	本質安全防爆構造 (ia, ib) 耐圧防爆構造 内圧防爆構造 安全増防爆構造
非危険箇所	異常状態においても爆発性雰囲気育成さ れる可能性がない場所	

危険度
高

危険度 高			
爆発等級 温度等級	II A (分類Aの爆発性ガスに適用)	II B (分類Bの爆発性ガスに適用)	II C (分類Cの爆発性ガスに適用)
T1	アセトン、ベンゼン、 アンモニア、メタノール、 エタン、トルエン、 プロパン、メタン、酢酸	コークス炉ガス、 アクリロニトリル、 シアン化水素、 シクロプロパン	水素
T2	エタノール、ブタノール、 ブタン、メタクリル酸メチル	エチレン、エチレンオキシド、 アクリル酸エチル	アセチレン
T3	ガソリン、ヘキサン、 ペンタン	アクリルアルデヒド、 ジメチルエーテル	
T4	アセトアルデヒド、 トリメチルアミン	エチルメチルエーテル、 ジエチルエーテル	
T5			二硫化炭素
T6	亜硝酸エチル		硝酸エチル

DLZ-200

本質安全防爆構造データロガー

IR通信 (赤外線通信) で、危険箇所での計量データを非危険箇所へ持ち出して保存

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4適合
第TC19598号



特長

- 計量データの保存 (3,000 件) が可能
- ロット番号、コード番号をアルファベットで入力、計量日時と連動させた記録データ構築が可能
- 当社製 IR 通信プリンタに直接計量データを送信、出力が可能
- IP65 規格準拠の防塵・防水構造

仕様

型式	DLZ-200
対応はかり	AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ (A) /-B (A)
機能	アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能
電源	乾電池駆動 (単 3 マンガン乾電池 (LR6) 4 本)
動作時間	200 時間
付属品	革製ストラップ、六角レンチ、単 3 マンガン乾電池 4 本 (確認用)
外形寸法 (WDH)	110×170×36mm
税抜価格	¥150,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
－	はかり取付金具 CZ-B 用	¥20,000
－	はかり取付金具 GZⅢ /-A 用	¥15,000
－	はかり取付金具 AZ-B/-BA 用、FZ/-B 用	¥10,000
－	DLZ- プリンタ設置金具	¥20,000
－</		

個数モード
%モード
カラットモード
もんめモード
単重モード
係数モード
比重モード
動物はかり
統計演算モード

スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レンジ切換
ツインレンジ
ダブルレンジ
ダイレクトキー
コンパレータ機能
加算累計機能
バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵
自動校正分銅内蔵
AISC機能
CR機能
ACR機能

RS出力
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
IR通信
RTS無償ダウンロード

※乾電池駆動型も承ります、お問い合わせください。
ひょう量:300kg～2000kg／最小表示:0.01kg～0.1kg

液晶表示 乾電池駆動

EZⅡ series/EZⅡ-SQ series

本質安全防爆組込み式台はかり 音叉式カセンサ

ドラム缶や台車を直接載せられる
大ひょう量タイプ

本質安全防爆構造
Ex ia ⅡB T4 適合
電源ボックス型:
第TC18078号

Ex ia ⅡB T4
IEC 60079- 0: 2004 Ed4 EN60079- 0: 2006
IEC 60079-11: 2006 Ed5 EN60079-11: 2007



※

ひょう量：20g～600g／目量：0.01g～0.1g

バックライト液晶表示

PJ series

調剤用電子天びん【特定計量器】

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

簡単、シンプル操作で調剤作業もらくらく
高速応答で調剤作業の効率アップ

Ⅱ級
検定品

Ⅲ級
検定品



PJ-600

特長

- さまざまな機能をワンタッチで選択可能
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- 個数モードを標準装備、錠剤の個数測定が可能
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- はかり機能 重量モード、個数モード
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、80%rh以下（但し結露のないこと）
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C準拠出力（Din 5P）標準装備

型式	PJ-320		PJ-600	
ひょう量 (Max)	320g	20g	600g	20g
使用範囲	0.2g～320g	0.02g～20g	0.2g～600g	0.02g～20g
目量	0.1g	0.01g	0.1g	0.01g
実目量	0.01g			

ひょう量:220g～4200g／目量:0.01g～0.1g

液晶表示 専用風防

AJH series

特定計量器

音叉式カセンサ

自文センサ
5年保証

校正分銅内蔵（ノブ式スパン調整）で
分解能1/62万のハイパフォーマンス

I級
検定品

II級
検定品

※ AJH-620グラム(g)モードのみ



AJH-220

特長

- 操作性を損なわずに軽量・コンパクトデザインを実現
- 様々な用途に幅広く

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 単重モード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物はかり
- 統計演算モード

- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- ダイレクトキー
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示

- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISCS機能
- CR機能
- ACR機能

- RS-232C出力
- プリンタ出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- IR通信
- RTS無償ダウンロード

※HJH-220～620のみ

ひょう量:220g～4200g／目量:0.01g～0.1g

蛍光表示 専用風防

HJH series

特定計量器

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

17種の計量用途で
最高峰クラスの分解能と機能を実現

※
I級
検定品

※HJH-620のみ
II級
検定品



HJH-220

特長

個数モード
%モード
カラットモード
もんめモード
単重モード
係数モード
比重モード
動物はかり
統計演算モード

スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能

レンジ切換
ツインレンジ

ダブルレンジ
ダイレクトキー

コンパレータ機能
加算累計機能
バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵
AISC機能
CR機能
ACR機能

RS出力
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
IR通信
RTS無償ダウンロード

※ GZH-(B) 3100A
GZH-(B) 12KAのみ

※ GZH-BA seriesのみ

ひょう量:3100g～12kg／目量:0.1g～1g

液晶表示

乾電池駆動

電源ボックス型

乾電池駆動型

GZH-A series/GZH-BA series

本質安全防爆構造電子はかり (特定計量器)

音叉式カセンサ

校正分銅内蔵 (手動スパン調整) で高精度計量
ステンレスボディで腐食に強い頑丈設計

Ⅱ級
検定品

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 適合
第 TC18078 号 (GZH-A)
第 TC1397

個 数 モード
% モード
カラットモード
もんめモード
単 重 モード
係 数 モード
比 重 モード
動 物 は かり
統計演算モード

スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レ ン ジ 切 換
ツインレンジ
ダブルレンジ
ダイレクトキー

コンパレータ機能
加算累計機能
バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵
自動校正分銅内蔵

A I S C S 機 能
C R 機 能
A C R 機 能

R S 出 力
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
I R 通 信
RTS無償ダウンロード

ひょう量:60g~150kg／最小表示:0.001g~20g／計数可能単重:0.1mg~1.5g

バックライト液晶表示

CUX series

個数はかり

音叉式カセンサ

ストレインゲージ式センサ

小さな部品から大きな部品まで計数作業で
計数誤差「ゼロ」が実現できる

特長

- 『個数』『単重』『重さ』が見

個 数 モード
% モード
カラットモード
も ん め モード
単 重 モード
係 数 モード
比 重 モード
動 物 は かり
統計演算モード

スタンバイ機能
最小表示切換機能
実目量表示機能
レンジ切 換
ツインレンジ
ダブルレンジ
ダイレクトキー
コンパレータ機能
加算累計機能
バーグラフ表示
手動校正分銅内蔵
自動校正分銅内蔵
A I S C S 機 能
C R 機 能
A C R 機 能

R S 出 カ
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
I R 通 信
RTS無償ダウンロード

※CGXII-600～12K ※※CGX-16K～60K

ひょう量600g～60kg／最小表示:0.02g～1g／計数可能単重0.002g～0.2g

液晶表示※

蛍光表示※※

表示部角度調節※※

CGXII series/CGX-K series

台はかり

個数はかり

音叉式カセンサ

頑丈設計とシンプルな機能で
使いやすさ抜群

- 【特長】
- サンプル機能で簡単に計数作業
 - 現場使用に安心なアルミダイカストボディ (CGXII series)

- 【仕様】
- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
 - 最大個数表示 300,000個
 - スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
 - 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
 - 温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
 - 電源 専用ACアダプター



【電子天びん】					
型式	CGXII-600	CGXII-1500	CGXII-3000	CGXII-6000	CGXII-12K
ひょう量 (Max)	600g	1500g	3000g	6000g	12000g
計数可能単重※	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g
重量最小表示	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g
計量皿寸法	φ140mm	W190×D190mm			
外形寸法 (WDH)	208×310×87mm	208×310×87mm			
税抜価格	¥88,000	¥88,000			

【台はかり】			
型式	CGX-16K	CGX-30K	CGX-60K
ひょう量 (Max)	16kg	30kg	60kg
計数可能単重※	0.05g	0.1g	0.2g
重量最小表示	0.5g	1g	1g
計量皿寸法	W360×D320mm		
外形寸法 (WDH)	360×430×678mm		
税抜価格	¥250,000	¥250,000	¥290,000

※計数可能単重:数えることのできる1個あたりの最小重量設定値

オプション

型式	製品名	税抜価格
-IJ	当社周辺機器専用出力 (Din 8P)	¥10,000
-RS	RS-232C 双方向出力 (Din 5P)	¥20,000
-BT	NiCd 電池駆動 (12時間充電、48時間駆動) CGXII用	¥20,000
-BT	NiCd 電池駆動 (12時間充電、7時間駆動) CGX-K用	¥28,000
-DS	ダイレクトスタート	¥10,000

注意: -IJと-RSの併用はできません。

個数はかり 用語解説

AISCS 機能

自動サンプリングとバラツキ補正機能で、最初に5個載せるだけではかりにおまかせのサンプリングができます。

CR機能

個数計測時の補正機能の一種です。換算個数の小数点以下をバラツキガイドとの連動で補正し、バラツキ誤差の取込みを防ぎます。

ACR 機能

CR機能を自動で行う機能のこと。換算個数の小数点以下のバラツキガイド状況を自動で判断し、バラツキ誤差の取込みを防ぎます。

SCS (Self Counting System)

新光電子個数はかりの自動サンプリング方法です。はかりの指示に従って品物を載せるだけで、誰でも簡単に正確な計数ができます。

特殊用途ばかり

個数モード	※
%モード	※
カラットモード	※
もんめモード	※
単重モード	
係数モード	
比重モード	
動物はかり	
統計演算モード	

スタンバイ機能	
最小表示切換機能	※※
実目量表示機能	
レンジ切換	
ツインレンジ	
ダブルレンジ	
ダイレクトキー	
コンパレータ機能	※
加算累計機能	
バーグラフ表示	
手動校正分銅内蔵	
自動校正分銅内蔵	
AISCS機能	
CR機能	
ACR機能	

RS出力
プリンタ出力
ISO/GLP/GMP対応印字
時計・カレンダー機能
ブザー警告
赤外線通信
IR通信
RTS無償ダウンロード

※ GM-12Kのみ
※※ GMW-12Kのみ

※ GMW-12Kのみ

ひょう量:12kg／最小表示:0.1g・1g (GMW-12K)、0.5g (GM-12K)

液晶表示

乾電池駆動

キャリングケース

床下ひょう量

生コン・アスファルト・土質用

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

GMW-12K/GM-12K

砂置換法土密度検査や
含水比検査に対応

特長

- 乾電池駆動で現場に即対応
アルカリ単3乾電池2本で、連続約50時間駆動可能 (GMW-12K)
アルカリ角形乾電池1本で、連続約20時間駆動可能 (GM-12K)
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き

ひょう量：124g／最小表示：0.001g

蛍光表示

MA-120

水分計 (モイスチャーアナライザー)

フォースバランス式センサ

清潔設計&使いやすい

ワイドレンジのハロゲン加熱式水分計

特長

- 素早い加熱乾燥の環形ハロゲンランプ採用
- 3段階の加熱条件と温度設定で、多様なニーズに対応
- 加熱・停止プログラムを簡単に選べるダイレクトキー

仕様

- 熱源 環形ハロゲンランプ
- 温度範囲 30～230℃ (1℃ステップ)
- 加熱方式 プースト / 標準 / ソフト (プースト+1 間隔)
- プースター N.n 分において+ 40%
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 電源 AC100V (± 10%)、50/60Hz
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備 1.5m ケーブル付き

型式	MA-120
ひょう量 (Max)	124g
最小表示	0.001g
水分率最小表示	0.01%
再現性	試料 1g: 0.2%、試料 10g: 0.02%
測定可能重量	0.2g～124g
外形寸法 (WDH)	210×340×170mm
税抜価格	¥210,000

付属品

- RS-232C ケーブル (1.5m)
- 酒石酸ナトリウム (30g)
- ピンセット
- アルミ試料皿 (30 枚)
- ガラス繊維ろ紙 (100 枚)
- 計量

ひょう量:610g～12kg／最小表示:0.01g～1g

蛍 光 表 示

DH series

動物はかり 音叉式カセンサ

動物の状態に合わせて応答性「元気」「普通」「弱」をワンタッチで選択できる安心計量

特長

- 動物専用風袋付属（動き回りにくい角型・飛び出し防止の蓋付き）
- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ
- どこでも明るく見やすい、大きな蛍光表示
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下（但し結露のないこと）
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C双方向出力（Din 5P）標準装備



DH-R610N

DH-R3100N

型式	DH-R610N	DH-R1500N	DH-R3100N	DH-R12KU
主な用途	マウス	マウス・ラット・モルモット	マウス・ラット・モルモット	ウサギ
ひょう量 (Max)	610g	1500g	3100g	12kg
動物ひょう量	100g	1000g	2000g	9.5kg
最小表示	0.01g	0.1g	0.1g	1g
専用風袋寸法	間口:W120×D120mm 高さ:110mm 底			

ひょう量:620g～3200g／最小表示:0.001g～0.01g

IP規格適合防塵・防水

UF series

組込用計量ユニット

フォースバランス式センサ

2010年
超モノづくり部品大賞
奨励賞 受賞

56mm幅の業界トップクラスのスリムなボディで
高精度・高速応答

特長

- 最小表示1mg (0.001g) の高精度計量を実現 (UF-620)
- 5%ひょう量で1mg目量：約0.4秒、計量更新レートMax100回 / 秒の高速応答 (UF-620)
- 外装材オールステンレス仕様で防塵・防水対応
- 防水コネクタ (オプション) の使用によりIP65規格適合
- データをPCやPLCにダイレクトに出力

仕様

- 安定所要時間 最小表示1mg 5%負荷にて、約0.4秒
- 感度ドリフト ±2ppm/℃ (10～30℃)
- 動作温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- データ更新間隔 max.100回 / 秒
- 電源 DC24V±10%、0.1A
- 外部入力信号 EXT.TARE (接点入力)
- インターフェイス 半二重RS-485、全二重RS-232C、1200bps～38.4kbps
- 過負荷リリース機構 内蔵

型式	UF-620	UF-3200
ひょう量 (Max)	620g	3200g
最小表示	1mg (0.001g) 切替可能	10mg (0.01g) 切替可能
直線性	±2mg (0.002g)	±20mg (0.02g)
再現性 (σ)	1mg (0.001g)	10mg (0.01g)
外形寸法 (WDH)		

ひょう量:6200g・12kg／最小表示:0.05g・0.1g

蛍 光 表 示


TL-P series

組込用計量ユニット 音叉式力センサ

音叉式力センサ搭載で長期安定性に優れた
精密計量を実現

特長

(独) 産業技術総合研究所計量標準総合センターにて、従来のストレインゲージ式センサと比べて、特にクリープ、ヒステリシス、長期安定性について優れた特性を示すことが確認されました。
力の標準供給におけるトランスファカ計や各種試験機等の力計測系の参照標準としての利用が期待され、長期にわたる評価で優れた特性を示し続けています。



表示部

仕様

- 風袋引き機能 ゼロ～ひょう量
- 温湿度範囲 5～35℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C 双方向出力標準装備、周辺機器出力
- ピックアップケーブル長さ 標準 3m (オプションで延長可能)
- 表示部 外形寸法 (WDH) 242×114×130mm

型式	TL-6200P	TL-12KP
ひょう量 (Max)	6200g	12kg
最小表示	0.05g	0.1g
直線性	±0.05g	±0.1g
再現性	0.05g	0.1g
計量皿寸法	W80×D80mm	
外形寸法 (WDH)	117×225×93mm	
価格	¥300,000	

周辺機器

CSP-240 プリンタ

プリンタ

普通紙レシートサイズに計量データをプリント

特長

- カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP 対応
- 4 つの印字方式
プリンタ側印字、はかり側印字、自動印字、インターバル印字 (5～9,999 秒)
- ロット番号・コード番号を英数字で登録可能 (登録値の保存は不可)
- 統計値を自動計算、印字
合計、最大、最小、平均、偏差、変動率、不良率など
- コンパレータ機能
プリンタ側及びはかり側の判別結果の印字で良品 / 不良品が一目で判別可能
- データ指定数設定機能
はかり過ぎを防止、2～9,999 回の設定が可能



仕様

型式	CSP-240
印字方式	5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙	57mm 幅 普通ロール紙
電源	AC100V (AC コードプラグ)
付属品	はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻
外形寸法 (LWH)	208×310×93mm
税抜価格	¥120,000

※ご用意の際は接続するはかりの型式が必要となります。

オプション

型式	製品名	税抜価格
—	インクリボン1セット (5 個)	¥6,000
—	ロール紙1セット (10 巻)	¥2,000
—	複写式ロール紙1セット (10 巻)	¥5,000

CSP-160Ⅱ プリンタ

プリンタ

RC-1 リモートコンパレータ

コンパレータ

はかりが定量チェッカーに変身

特長

- プリンタ側及びはかり側の判別結果を印字することで、良品/不良品が一目で判別可能な高機能コンパレータ
- 絶対値判別と偏差値判別が簡単にできる
- 判別値を50組まで登録可能 (「基準値と上下限幅」または「上下限值」)
- 2つの判別値と重量値が一目でわかるトリプル表示
- バー表示と大音量ブザー
- 計量物を降ろした後も表示を固定できるホールド機能

仕様

型式	RC-1
接続可能はかり	RS-232C出力 (オプションを含む) を搭載した当社製電子はかり
メモリー機能	「基準値と上下限幅」または「上下限值」の50組の登録が可能
電源	AC100V±10%、30VA (プラグコンセント電源コード1.5m付き)
付属品	RS-232C接続ケーブル (5m)、予備ヒューズ、取扱説明書
温湿度範囲	0～40℃、80%RH以下
外形寸法 (LWH)	250×215×177mm
本体重量	約3.6kg
税抜価格	¥120,000

※ご用命の際は接続するはかりの型式が必要となります。



オプション

型式	製品名	税抜価格
LU-2	専用ランプユニット	¥20,000
-DB	パネルマウント金具	¥20,000

LU-1 判別ランプユニット

ランプユニット

ケーブル一覧

VSS (ビブラ・サービス・システム)

VSS ビブラ サービス システム

お客様の適正な計量管理をVSSの5つのサービスで総合的にサポートいたします。

適格性評価 サービス	●バリデーションファイルシステム (92 ページ参照) ●最小計量値証明サービス (92 ページ参照)								
校正サービス	●電子はかりの校正サービス (JCSS/一般校正) (93 ページ参照) ●分銅の校正サービス (JCSS/一般校正) P (95 ページ参照)								
ツール提供 サービス	●各種分銅の提供 (99 ページ参照) ●分銅関連製品の提供 (107 ページ参照)								
メンテナンス サービス	●日常点検 点検方法などについては、最寄の当社営業部にお問い合わせください。 ●定期点検・検査 実施時期を取り決めてご依頼いただければ、定期的に点検・検査を実施いたします。 <table><tr><th>点検・検査</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>日常点検 (お客様による点検)</td><td>使用前点検と呼ばれ、1日に1～2回、電子はかりを使用する前に行う点検です。 ①設置状況(水平)の確認 ②計量皿やその周辺の汚れ、異物の有無の確認 ③ゼロ点の戻り確認 ④普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認</td></tr><tr><td>定期点検 (当社スタッフによる点検)</td><td>一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う点検です。 日常点検に次の内容を追加して実施します。 ①ひょう量の分銅を載せ、重量表示を確認 ②ひょう量の1/2の分銅を載せ、重量表示を確認</td></tr><tr><td>定期検査 (当社スタッフによる検査)</td><td>一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う検査です。 定期点検に次の内容を追加して実施します。 ①繰り返し性の確認 ②偏地誤差の確認 ③直線性の確認</td></tr></table> ※点検・検査記録用の「電子はかりの検査・点検データシート」をご用意しています。下記VSSホームページよりダウンロードしてご活用ください。 ※法定計量における定期検査とは異なります。	点検・検査	実施内容	日常点検 (お客様による点検)	使用前点検と呼ばれ、1日に1～2回、電子はかりを使用する前に行う点検です。 ①設置状況(水平)の確認 ②計量皿やその周辺の汚れ、異物の有無の確認 ③ゼロ点の戻り確認 ④普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認	定期点検 (当社スタッフによる点検)	一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う点検です。 日常点検に次の内容を追加して実施します。 ①ひょう量の分銅を載せ、重量表示を確認 ②ひょう量の1/2の分銅を載せ、重量表示を確認	定期検査 (当社スタッフによる検査)	一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う検査です。 定期点検に次の内容を追加して実施します。 ①繰り返し性の確認 ②偏地誤差の確認 ③直線性の確認
点検・検査	実施内容								
日常点検 (お客様による点検)	使用前点検と呼ばれ、1日に1～2回、電子はかりを使用する前に行う点検です。 ①設置状況(水平)の確認 ②計量皿やその周辺の汚れ、異物の有無の確認 ③ゼロ点の戻り確認 ④普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認								
定期点検 (当社スタッフによる点検)	一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う点検です。 日常点検に次の内容を追加して実施します。 ①ひょう量の分銅を載せ、重量表示を確認 ②ひょう量の1/2の分銅を載せ、重量表示を確認								
定期検査 (当社スタッフによる検査)	一定の時期または使用期間を定めて、定期的に行う検査です。 定期点検に次の内容を追加して実施します。 ①繰り返し性の確認 ②偏地誤差の確認 ③直線性の確認								

サポート サービス	●保証期間中の保守 お買い上げ日より1年間保証いたします。 【保証条件】 「ユーザー登録」をしていただいた方が対象となります。ユーザー登録がない場合は、保証対象となりませんのでご注意ください。 【保証内容】 取扱説明書に従って使用したにもかかわらず万一不良が発生した場合、保証期間に基づいて無償で修理いたします(音叉センサメカユニットは、5年保証いたします)。 ●オーバーホール 長期間にわたって精度や性能、信頼性を維持するために、通常の点検・検査に加え、一定年数経過後に専門技術者によるオーバー
--------------	---

VSS用語解説

JCSS (Japan Calibration Service System)

計量法第8章の規定により、計量のトレーサビリティ確保のため設立された制度。一般産業界の分野で、質量標準のトレーサビリティを証明するために導入された公的なシステムです。

JCSS校正登録事業者

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正機関に関する基準 (ISO/IEC 17025) の要求事項に適合しているか審査し、校正事業者を登録する制度。登録事業者は標準の入った校正証明書を発行でき、国際MRA対応登録事業者はILAC MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行できます。

JCSS校正サービス

登録事業者によるJCSS標準付校正証明書を発行するサービスのこと。JCSS標準付校正証明書は、国家計量標準にトレーサブルであることを証明するのみならず、登録事業者自身の技術能力や品質システムの信頼性をも保証しています。

SOP

標準作業手順書。品質保持のため、作業や進行的手順をひとつひとつの作業ごとに順序だてて説明します。

国際的な規格や規制

ISO 9000シリーズ

組織における品質マネジメントシステムに関する一連の国際規格群で、仕組み (マネジメントシステム) の確立とその維持・改善を規定したものです。

ISO 10012

「計測マネジメントシステム—測定プロセス及び測定機器の要求事項」で、測定器の管理と測定プロセス (測定手順、要員) の保証に関する要求事項を規定しています。

ISO 13485

医療機器の品質保証のための国際基準規格で、品質マネジメントシステム規格であるISO 9001を基礎に医療機器として必要な独自の要求事項を加えた規格です。


ISO 14001

環境マネジメントシステムで、環境への影響を持続的に改善するためのシステムや、継続的に改善していく仕組みを構築することが要求されています。

分銅について

当社の分銅は、関連会社である大正天びん製作所製です。
大正天びん製作所の分銅は品質が保証されるJIS規格をベースに
国家標準と国際標準へのトレーサビリティを証明します。

商品番号凡例



分銅の等級と最大許容誤差

表す量	F1級 (特級) 分銅	F2級 (1級) 分銅	M1級 (2級) 分銅	M2級 (3級) 分銅
20kg	100	300	1000	3000
10kg	50	160 (150)	500	1600 (1500)
5kg	25	80 (75)	250	800 (750)
2kg	10	30	100	300
1kg	5.0	16 (15)	50	160 (150)
500g	2.5	8.0 (7.5)	25	80 (75)
200g	1.0	3.0	10	30
100g	0.50	1.6 (1.5)	5.0	16 (15)
50g	0.30	1.0	3.0	10
20g	0.25	0.80	2.5	8.0

JIS マーク付基準分銅型円筒分銅

分銅

JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている基準分銅型の分銅です。



材 質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁 化 率 JIS B 7609:2008
10.2項に適合
表面粗さ JIS B 7609:2008
12項に適合
密 度 JIS B 7609:2008
11.1項に適合



材 質 黄銅クロムメッキ
表面粗さ JIS B 7609:2008
12項に適合
密 度 JIS B 7609:2008
11.1項に適合

JIS マーク付基準分銅型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	F1CSB-20KJ	¥175,000	F2CSB-20KJ	¥145,000	M1CSB-20KJ	¥127,000	アルミ
10kg	F1CSB-10KJ	¥102,000	F2CSB-10KJ	¥86,000	M1CSB-10KJ	¥79,000	アルミ
5kg	F1CSB-5KJ	¥53,000	F2CSB-5KJ	¥46,000	M1CSB-5KJ	¥40,000	プラスチック

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 単重モード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物はかり
- 統計演算モード
- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- ダイレクトキー
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISC機能
- CR機能
- ACR機能
- RS-232C出力
- プリンタ出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- IR通信
- RTS無償ダウンロード

※MCII-620・1100のみ

ひょう量:620g～21kg／最小表示:0.001g～0.05g

蛍光表示専用風防

MCII series

マス・コンパレータ

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器

特長

- OIML F2、M1、M2級の調整・校正可能
- 耐久性に優れたアルミダイカストハウジング (MCII-620～11K)

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- 蛍光表示器 セグメント最大8桁、セグメント高さ12.5mm、重量表示8桁
- 過負荷表示 バーグラフ表示40段階、各種メッセージ表示
- スパン調整 ひょう量+9目盛り超過時に「o-Err」表示
- 出力 外部校正分銅による手動スパン調整
- RS-232C双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
- 周辺機器出力 (Din 8P) 標準装備
- 温湿度範囲 5℃～35℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター



型式	MCII-620	MCII-1100	MCII-2100	MCII-5100	MCII-11K	MCII-21K
ひょう量	620g	1100g	2100g	5100g	11kg	21kg
最小表示	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g
再現性	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g
計量皿寸法	W140×D120mm		W180×D160mm		W220×D250mm	
外形寸 (WDH)	220×333×190mm (風防含む)		220×333×88mm		220×333×111mm	
税抜価格	¥150,000	¥230,000	¥230,000	¥230,000	¥230,000	¥260,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動 (15時間充電、6時間駆動)	¥45,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160Ⅱ	プリンタ	¥65,000

物流計測機

